

株式会社 ビッグ・ツリー



仕様

医療器械の区分	管理医療機器
種別	機械器具(78)家庭用電気治療器
一般名称	家庭用低周波治療器
医療機器認証番号	224AGBZX00109A04
販売名	ビッグ・ウェーブ プロ SOL ET LUNA
機種名	LFP2BT2
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W
本体寸法	高さ209×幅262×厚み50 (mm)
本体質量	約1 kg
出力波形	ペインモード：50～1000Hz スイプ波(4000Hz搬送波) トリートメント：パルス通電、スクランブル通電1200Hz トレーニング：パルス通電、スクランブル通電1200Hz
タイマー	最大設定時間 30分(5分毎)
安全装置	●タイマー ●温度過昇防止 ●ソフトスタート機能
使用目的	肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及び
効果	マッサージ効果。一般家庭で使用すること。

標準小売価格
462,000円 税別



付属品

※ 下記6種の付属品以外に、パッド導子用固定バンド1組、取扱説明書が付属されています。



ACアダプター×1個
接続コード×1組

パッド導子(大)×6枚
パッド導子(小)×12枚

ヒーターパッド×1組

足導子×1組



ISO 13485

JQA-MD0003

電気結合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスパーツの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年認証を取得しています。



安全に関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器/人工心臓等の生命維持用医療電気機器/心電計等の装着型医療電気機器/他の治療器や電気製品
- 次のような場合、もしくは身体に異常のある方は、医師に相談の上、指示に従ってください。
心臓に障害のある方/悪性腫瘍(腫瘍)のある方/体温38℃以上の「有熱期」の方/骨髄の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方/妊娠初期の不安定期または出産直後の方/糖尿病などによる末梢神経障害による知覚障害のある方/過量感寒覚が認められる方/通商部位の皮膚に異常(感熱、創傷など)のある方/安静を必要とする方や体調のすぐれない時/その他、身体に異常を感じている時
- 次のような部位への使用は避けてください。症状が悪くなる場合があります。
顔部/顔部/口の中/皮膚疾患部/心臓の近く
- 身体の不自由な方や寝たきりの方は、必ず介護される方が付き添って使用してください。
- 使用しても効果が表れない場合や、身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障等が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

《発売元》

株式会社 ビッグ・ツリー
〒300-0845 茨城県土浦市乙戸南 3-5-19
TEL 029-834-2588 (代表)

《製造販売元》

株式会社 マルタカテクノ 静岡県藤枝市八幡広通550-1
お客様相談窓口

0800-111-0704
平日9時～17時受付(土日、祝祭日、当社の休日を除く)

●お取扱店



卓越した治療だけが、成し得る効果



新波長の治療

“コリや痛みに周波数テクノロジーで対応”

今一度、治療の本質を見つめ直し、本来の効果を突き詰めること、卓越した治療だけが、成し得る効果。それが、ビッグウェーブのポリシーです。



すっきりバッグ収納

医療機器認証番号：224AGBZX00109A04 / 販売名：ビッグ・ウェーブ プロ SOL ET LUNA

※ 仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。印刷のため実際の色と多少異なる場合がございます。

肩こり、腰痛、筋肉疲労に トリートメントモード



肩こり

パルス通電とスクランブル通電! 2つの通電で全身すっきり

身体の深いところの筋肉を強く、しっかりと刺激するスクランブル通電。麻痺した筋肉に作用し萎縮を予防します。さらに肌に近い表面部分の筋肉痛をやわらげるパルス通電。ビッグ・ウェーブプロは独自の開発によりこの2つの通電を効果的に組み合わせ、肩や腰、背中、足など浅い筋肉から深い関節・筋肉まで全身のリフレッシュに役立ちます。便利な自動コースも搭載。コンピューターの自動プログラミングにより簡単操作で日々の疲労回復に役立ちます。

パルス通電

軽快な「たたき」やじっくりとした「もみ」など、さまざまな組合せで刺激を与えます。



たたき
もみ

スクランブル通電

4つの電極からの電流が交わり広い範囲で深く、強く、複雑な刺激をもたらします。



気になるところに トレーニングモード




脂肪

使用する部位に合わせた 2種類のトレーニング!

普段、気になっている部位を簡単にトレーニングできるおすすめモードです。自動的に刺激と休息を交互に繰り返す為、テレビを見ながら、無理なく簡単に使えて長続きできます。パルス通電のSトレーニング、スクランブル通電のDトレーニングと部位によって使い分けられる2つのモードを備えています。

Dトレーニング



臀筋、大腿筋などの大きく厚い深層の筋肉トレーニングにオススメのモードです。筋刺激と休息を繰り返し、強く深く作用します。

Sトレーニング



腹筋、側腹筋などの表層の筋肉トレーニングに。筋肉の収縮・弛緩をゆっくりしたペースで行います。

神経痛や筋肉痛に ペインモード




神経痛

最新技術・スイープ変調波電流により 幅広い痛みにも!


痛みやコリのメカニズムは複雑で、種々の周波数が関係していると言われています。スイープ変調波は刺激感の少ない4000Hzの搬送波を、50~1000Hzの間で自動変調(スイープ)することにより、幅広い痛みへの対応ができるようになりました。

(特許: 第5423957号)

一定のスピードで周波数が変化する『脊髄通電コース』と、低い周波数ほどじっくり出力する『α通電コース』により、治療のバリエーションが広がります。



スイープ 緩やかに周波数を変化させていきます。



変調

細かい4000Hzの波の大きさを変化させて、新しい周波数(50~1000Hz)の波を作ります。

脊髄通電コース NEW α通電コース



効果

- 肩こりの緩解
 - 麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果
- マッサージ効果とは: 神経痛、筋肉痛の緩解・疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・筋肉のコリをほくす等を指します。

快適 温暖

ヒーター機能搭載

カバーにはユニチカレーディング社のサーモロンラジオボカ(吸光熱変換機能剤+遠赤外線放射機能剤融合)を使用。



ヒーター本体(安全装置付)

選べる3つの専用導子

肩と足裏、腰と足裏など、パッド導子と足導子で2カ所同時治療が可能です。



【パッド導子】

粘着パッドは治療部位に合わせて使い分けられるよう、(大)(小)の2種類。粘着性を保持するための専用ケース付。



【足導子】

両足をのせるだけの簡単足裏健康導子。



さらにうれしい温め機能



【ヒーターパッド】肩・腰・足など、色々な場所に使うことができます。

簡単 操作

4ステップで簡単治療スタート

液晶画面の案内に従って選択すれば、誰でも簡単に本格治療が開始できます。



選べる9つの治療コース

治療モード	導子	コース名		
トリートメントモード (パルス/スクランブル)	パッド 足	T治療 たたき	M治療 もみ	スクランブル
トレーニングモード (パルス/スクランブル)	パッド 足	S トレーニング	D トレーニング	
ペインモード (スイープ変調波)	パッド 足	α通電	脊髄通電	

快適 収納

全ての機器がバッグひとつに収まります。

